


# ゆめ使用中の チューブ切り離し方法

- ① 接続チューブと回路のクランプを閉じます。  
回路を2カ所カテーテルクランプで遮断し、その間をはさみで切断し、避難します。



- ② 避難後正しい方法で切り離しを行います。

東京都区部災害時透析医療ネットワーク  
「透析患者災害対策マニュアル」より抜粋  
HPアドレス ↓

[http://tokyo-hd.jp/images/saigai\\_2010.pdf](http://tokyo-hd.jp/images/saigai_2010.pdf)

# バクスター ゆめ

## バッテリーのバックアップについて

- ①停電時、システムは動作を止めます。ただし、停電発生後約2時間以内であれば、どれかボタンを押した後1～2分は表示をします。  
停電発生後約2時間以内に電源が復帰した場合治療を継続できます。  
詳細については バクスター 『ホームAPDシステムゆめ』『ホームAPDシステムゆめプラス』 の取り扱い説明書の207ページをご参照ください。
- ②停電時にバックアップ電源の貸し出しのご用意はございません。
- ③自家発電でゆめは使用は、電圧が安定しないことが推測されるため保障はできません。

### バクスターからのお願い

災害時に病院と連絡がとれない場合には、下記にご連絡ください。  
(夜間17:30～翌朝9:00や 土・日・祝日には社内体勢が整うまでお待ちいただくことがあります。)

#### 透析液等の配送

バクスターカスタマーサービス

0120-033689

(フリーコール)

#### 機器の故障等

バクスターコールセンター

0120-506440

(フリーコール)

次の場合には バクスターまで必ずご連絡をお願いします。

- 避難場所など、いつものご連絡先にいらっしやらない場合
  - 薬が足りなくなるなど、至急連絡を取る必要がある場合
- ご連絡を受けた後、おかけの医療機関に確認の上、ご指定の場所に緊急配送等をいたします。